

## ECG BEWAKING VAN ICU PATIËNTEN



Naast de al bekende "Short Term" ECG elektroden sets, die vaak op de Hartkatheterisatiekamer worden gebruikt, is de lijn uitgebreid met de "Long Term" ECG elektroden sets die geschikt zijn voor gebruik op de Intensive Care Unit (ICU).

CLARAVUE LPM (Long Term Patient Monitoring) is een efficiënte en hygiënische oplossing voor eenvoudige, nauwkeurige en volledig röntgen doorlaatbare ECG bewaking van uw ICU patiënten.

Door de hoge kwaliteit van het ECG-sigitaal en de infectiepreventie, wordt CLARAVUE wereldwijd al meer dan tien jaar gebruikt door vooraanstaande ziekenhuizen.

De CLARAVUE LPM set van prewired disposable ECG elektroden (5 lead) blijft tot zeven dagen zitten en is bestemd voor Single-Patient Use.

De CLARAVUE stamkabels zijn gepatenteerd, bioactief, reusable en te bestellen voor ieder type bewakingsmonitor. De CLARAVUE leads zelf zijn aansluitbaar op alle stamkabels van CLARAVUE.

Een hygiënische Single-Patient Use set van prewired elektroden voor langdurige ECG bewaking

### KENMERKEN



#### GROTE ELEKTRODE PADS

Betere hechting op de huid van de patiënt door een groter oppervlak, vooral in moeilijke omstandigheden.



#### FOAMRUG

Stevig materiaal dat bestand is tegen slijtage bij langdurig gebruik.



#### HYGIËNISCHE DISPOSABLE OPLOSSING

Vermindert het risico van kruisbesmetting, Single Patient Use.



#### PREWIRED ELEKTRODEN

Vermindert bewegingsartefacten en verhoogt het comfort voor de patiënt.



#### GEPATENTEERDE STAMKABEL

Universeel voor elk type bewakingsmonitor




#### ZICHTBARE BACKING LINER

Voor stevige grip en voorkomt wegglijden bij het plakken.



#### BIOACTIEVE KABEL

De coating van molybdeentrioxide voorkomt kruisbesmetting dankzij zijn antimicrobiële eigenschappen.



### VERPAKKING

De elektroden zijn verpakt in een single-use package die makkelijk te openen is.

#### Single-Use Set



#### Doos




## CLARVUE® RÖNTGENDOORLAATBARE PREWIRED DISPOSABLE ELEKTRODEN


Product #	Omschrijving	Per set	Sets/ Doos	Kits/Case		Solid Gel	Gebruiksduur	Röntgen doorlaatbaar
50701	LPM M5 RT SET (SIDE)	1	20	240				
50721	LPM M5 RT SET (TOP)	1	20	240				

## ELEKTRODE ANATOMIE

### VOORKANT



### ACHTERKANT



## COMPATIBELE MONITORCONNECTOREN

Compatibele kabels inclusief adapters voor Bard, Biosense, Mindray, Datascope, GE Marquette, Philips, Datex, Mennen, Mortara, Nihon Kohden, GE, Getemed, Spacelabs, Siemens, Drager, Schiller, Zoll etc.



Bard



Philips



GE Prucka



St. Jude



GE Marquette Hellige



Nihon Kohden

## KABELCONNECTOREN

ELEKTRODE → GEPATENTERDE ELEKTRODE KABELCONNECTOR → STAMKABEL → MONITOR

